

WB转印滤纸

产品货号: AR0173

产品名称: WB转印滤纸

产品批号: 见外包装标签

产品规格: 9cm×7.5cm, 100张/包

产品保存: 常温保存, 一年有效。

产品说明:

Western blot 技术是在研究实验室常规和通用的一项技术, 其伴有三个主要缺点。第一, 转移蛋白至蛋白结合膜花费时间太长; 第二, 转移效率不恒定; 第三, 转移高分子量蛋白会出现一些问题。其它的缺点包括: 转移设备过热, 由于电流过大引起电能不足和印迹三明治组装杂乱等。

博士德根据顾客长期反馈的要求, 目前向科研工作者推出快速高效转移垫, 能够有效解决上述的问题。每块转移垫减少转移时间大于50%, 并且持续高效率的转移。该项产品在不影响转移效率的前提下, 允许使用较低浓度的转移缓冲液, 从而避免了过热和电能不足。本转移垫在技术上 结合了半干转移的方便和湿转的高效性, 明显减少了缓冲液的使用量。

选用此有效垫, 确保了你的 Western blot 高度有效, 快速简便, 避免了大分子蛋白转移过程引起的各种问题。